

Electrolift

L'Electrolift offre une qualité de soins avec une technologie innovante, non-invasive, efficace et sûre grâce à son applicateur visage et corps.



L'Electrolift offre une qualité de soin avec une **technologie innovante, non-invasive et efficace**. Avec son applicateur visage et corps.

Vous traitez plusieurs types de problématiques cutanées en intervenant au niveau cellulaire, en **dépassant ainsi la simple action des cosmétiques classiques qui s'arrêtent à la couche basale**.

L'Electrolift développé avec une gamme de principes actifs innovants **répondant aux différentes problématiques cutanées**, vous pouvez dispenser un soin régénérateur, préventif, à effet immédiat. Facile d'utilisation, grâce à son interface simplifiée, vous entrez dans l'**ère nouvelle de l'Electroporation**.

Une innovation biotechnologique

Electrolift ® lutte contre les effets du vieillissement, il agit par électroporation, une nouvelle biotechnologie scientifiquement prouvée, par le prix Nobel de chimie 2003 aux USA par peter Agre & Roderick Mackinnon, qui permet d'agir en profondeur, là où la mésothérapie classique n'agit que faiblement, la technologie de L' **Electrolift ® agit au cœur du derme ou de l'hypoderme**, selon les programmes anti-âge ciblés.

Electrolift ® est **Une alternative à l'injection** ou son meilleur complément avec des composants choisis parmi les nutriments, acides aminés et oligo-éléments, vitamines, et acide hyaluronique. dans le but d'**activer l'activité et la régénération cellulaire**. Sans oublier l'apport et la supplémentation avec des céramides dans nos produits pour venir renforcer la stabilité, la cohésion, l'étanchéité, de la peau, et activer le renouvellement cellulaire.

Des effets immédiats

Les séances de soins avec l'Electrolift apportent une véritable amélioration visible en agissant directement (**dès la première séance**) au niveau des cellules du derme. La forte concentration des principes actifs contenu dans les produits actifs utilisés agissent rapidement sur la régénération tissulaire apportant des résultats rapides et durables, reconstituant en profondeur la peau.



Electrolift visage (45min): 89 €

Electrolift regard (45min): 59 €

Electrolift Ampoule acide hyaluronique (45min): 129 €

Cure visage de 8 séances: 623€ (soit 77.80€ la séance)

Cure regard de 8 séances: 413€ (soit 51.6€ la séance)





Lift 6 de LPG

LPG a développé **ENDERMOLIFT**, une **technique anti-âge 100 % naturelle** pour les hommes et les femmes de tout âge. Cette technique redensifie la peau et estompe les signes de l'âge, pour un visage rayonnant, comme rajeuni.

ENDERMOLIFT, la seule technique au monde capable de stimuler la synthèse naturelle d'acide hyaluronique (+ 80 %)

Endermolift™, une technique pour les hommes et femmes de tout âge...

- Pour relancer durablement, et en toute sécurité, le potentiel jeunesse de sa peau.♣
- Pour une solution anti-âge efficace, 100 % naturelle, non-agressive.♣
- Pour ceux en quête du chaînon manquant entre des techniques trop ♣ douces mais inefficaces et des techniques trop agressives et risquées.
- Pour potentialiser le résultat d'un acte d'esthétique médicale ♣ (injection de Botox, de produits de comblement, lifting, peeling, mésothérapie, etc.) et en limiter les effets secondaires.
- Pour un visage rayonnant à tout âge.♣
- Pour entretenir son visage comme on entretient son corps (« skin fitness »).♣

De même qu'il est important d'entretenir ses muscles avec une activité physique, il est primordial de stimuler les fibroblastes pour ne pas les laisser s'endormir...

Première scientifique mondiale :

Différentes études menées à ce jour sur la technique visage LPG attestent de plusieurs types de modifications tissulaires, notamment sur la fermeté et l'ovale du visage. ENDERMOLIFT est la seule technique au monde qui démontre scientifiquement, pour la première fois, une augmentation de la synthèse naturelle d'acide hyaluronique (+80 %).

- Acide hyaluronique +80 %
- Elastine naturelle +46 %
- Luminosité +98 %
- Rides lissées +21 %
- Fermeté +23 %

Dégradation du collagène inhibée, genèse de nouveau collagène de bonne qualité.

La séance : 45 €

Cure 10 séances + 1 offerte : 450€





Radio fréquence visage

La Radio-Fréquence Unipolaire Dermo contrôlée.

Par un travail de surface, Thermajeune stimule les fibroblastes, rendensifie la structure de la peau en stimulant la production de fibres de collagène et d'élastine.

Il redessine l'ovale du visage, redonne un teint éclatant, lisse les traits et le contour des yeux.

Une zone : rides autour des yeux, cernes, rides du lion, front, plissé soleil, double menton joues ...

Forfait séances	1 séance	6 séances	10 séances + 2 offertes
1 zone	30€	165€	300€
2 zones	60€	330€	600€
Visage complet	120€	600€	1200€
Visage complet + cou	150€	825€	1500€
Visage complet + cou+ décolleté	180€	990€	1800€





M.A.A.V. Visage

Morphologie Anti Age Vergetures

Appareil de Photomodulation par L.E.D.

La prévention du vieillissement cutané commence avant tout par un équilibre alimentaire, de bons apports micro-nutritionnels et une bonne hygiène de vie. Cependant pour corriger les rides installées, les vergetures.... les ingénieurs biomédicaux ont mis au point le M.A.A.V appareil de photomodulation par L.E.D.



Technique :

Principe Physique :

La photomodulation est un processus photonique de stimulation et de régulation de l'activité cellulaire à partir d'une exposition à une source d'énergie lumineuse (L.E.D.: Light Emetting Diode). C'est une lumière froide monochromatique excluant les UV néfastes pour la peau.

Cette production d'énergie déclenche une séquence d'évènements photochimiques qui vont stimuler la réponse cellulaire. Ainsi, on favorise la production de collagène grâce à la stimulation de l'activité des fibroblastes dans le derme.

Les publications scientifiques ont décrit l'amélioration de la texture cutanée due à l'augmentation de la synthèse de collagène et la réduction de l'activité des enzymes de dégradations.

Applications :

- Préserver et stimuler le capital cellulaire :
- Effacer les ridules, prévenir le vieillissement cutané.
- Corriger les disgrâces cutanées :
- Réduire les rides du visage, cou, décolleté.
- Réduire les imperfections cutanées (cicatrices d'acné....)
- Améliorer de façon très nette l'aspect des vergetures, cicatrices du corps.
- Raffermer la peau au niveau du ventre, cuisses.

Traitements :

En cure, 12 séances à raison de 2 par semaine ou ponctuellement en soin coup d'éclat 24h avant la sortie. En entretien, 1 séance par mois.





Avantages de la méthode :

L'amélioration de la texture de la peau est progressive, ainsi les résultats sont naturels sur l'ensemble du visage ou de la partie du corps traitée: pas d'injections, pas de visage figé, tiré ou lifté.

Pas de contre indications: efficace sur tout type de peau même bronzée.

Méthode complémentaire avec le photorajeunissement par lumière pulsée.

Le M.A.A.V. appareil de photomodulation par L.E.D. fabriqué en France par l'entreprise Bio Médical Electronics (BME) délivre une puissance des L.E.D. homogène (195 joules/cm² en 20mn) et maîtrisée durant toute la séance par un procédé exclusif (unique sur le marché).

La séance : 25 €

Cure 11 séances + 1 offerte : 275€





Photorajeunissement par lumière pulsée

Le photorajeunissement par lumière pulsée est une méthode non invasive qui traite la peau sans en déstabiliser la surface et donc sans entraîner d'interruption des activités du patient.

La lumière intense et pulsée (IPL) permet de traiter simultanément, de manière sûre et efficace, une gamme étendue de problèmes du visage tels que :

- vaisseaux capillaires éclatés
- pigments foncés bénins
- taches de vieillesse
- pigmentation tâchetée

Avec l'âge, la régénération des cellules se ralentit, votre peau se ternit. Des taches brunes, des ridules et d'autres signes de dommages apparaissent...C'est le photo-vieillessement, plus marqué au niveau du visage, du cou et du décolleté.

Grâce à la lumière intense, le photorajeunissement va donner un véritable « coup de jeune » à votre peau. Cette lumière pulsée est appliquée par séries d'impulsions légères sur la zone à traiter. Sans abîmer la surface de la peau, la lumière pulsée la traverse et va chauffer légèrement, mais suffisamment, le derme pour entraîner un processus de cicatrisation à l'origine de la formation d'un nouveau collagène.

DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES

Le Photo-rajeunissement améliore l'apparence de la couperose, des lentigos solaires, des ridules et de la texture de la peau, dommages liés à l'exposition solaire. Ces traitements améliorent également les petites cicatrices d'acné, affinent le grain de la peau, resserrent les pores, corrigent les cernes foncés. Après chaque traitement, la peau apparaîtra plus douce, plus claire, plus transparente, plus lumineuse et sa couleur plus harmonieuse.

Votre teint sera plus homogène. Les ridules et les cernes seront atténuées. Cette amélioration sera progressive au fil des séances. Vous semblerez plus reposée et cela vous donnera un véritable « coup de jeune ».

TRÈS PEU D'EFFETS SECONDAIRES

Léger érythème se dissipant 1 à 2 heures après chaque séance.

Protection solaire 2 semaines avant et après le traitement.

La lumière intense et pulsée représente une percée technologique permettant le traitement de divers problèmes bénins de la peau, tels qu'imperfections du visage, signes de photo-vieillessement, taches de naissance, poils superflus, petites veines disgracieuses et autres défauts. Solution sûre et non invasive pouvant être adaptée à votre cas et à votre type de peau, la lumière pulsée assure, grâce à la technique nouvelle dite de photo-rajeunissement, des résultats cosmétiques supérieurs et votre entière satisfaction.

LA TECHNIQUE DU PHOTO-RAJEUNISSEMENT

Un gel froid est généralement appliqué sur la zone à traiter et il se peut que vous deviez porter des lunettes foncées pour protéger vos yeux de la lumière intense. La surface de verre lisse de la pièce à main est délicatement posée sur votre peau et émet de la lumière pulsée. Il se peut que vous ressentiez un léger picotement, semblable au claquement d'un élastique. Quoique parfois utilisées, les crèmes anesthésiques sont rarement nécessaires. Le traitement s'étale généralement sur 6 sessions. Chaque session dure environ 20 minutes.





POURQUOI PLUSIEURS SESSIONS ?

Selon le nombre de problèmes traités et la gravité de chacun d'eux, une série de six sessions de traitement peut être recommandée. Vous pouvez retourner au travail le jour même et reprendre toutes vos activités normales. L'étalement du traitement complet sur plusieurs sessions permet d'obtenir une amélioration progressive avec des risques très réduits et préserve l'absence d'interruption.

Visage : 90 €

Visage et cou : 120€

Visage, cou et décolleté : 150€

